



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Scaun ergonomic Dynamic Stamskin



Pret:

5.683,33 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Scaune ergonomicice BQE pentru operatori medicali

Scaunele Back Quality Ergonomics sunt proiectate sa faciliteze o pozitie corecta de lucru pe scaun pentru a preveni posibilele afectiuni musculoscheletale ale spitelui, gatului, umerilor sau mainilor.

Este cunoscut faptul ca, pentru a avea o maniera sanatoasa de a munci, este recomandata o alternare a pozitiei active de lucru cu cea pasiva. Va asumati o pozitie activa cand stati pe marginea scaunului si va inclinati in fata mentinandu-vă lordoza naturală a coloanei folosindu-vă mușchii spitelui. Aceasta pozitie este corecta din punct de vedere medical, dar nu poate fi menținută pentru mult timp. O pozitie pasiva este mai puțin obosită, dar adesea ea este obținută cu pretul pierderii curvaturii corecte a coloanei vertebrale în zona lombară.

Alternarea regulată între poziția activă și cea pasivă reduce presiunea în discurile vertebrale și minimizează iritarea sau întinderea ligamentelor sensibile cu condiția ca scaunul să susțina o alternare corectă între cele două poziții, adică să aibă un mecanism bun de reglare a inclinării sezutului, un bun suport lombar și o formă a sezutului care să faciliteze o poziție mai înaltă de lucru, permitând un unghi mai mare între sold și genunchi.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Toate scaunele BQE sunt ajustabile in inaltime si au un suport lombar reglabil atat in inaltime, cat si in profunzime (intensitate).

Toate scaunele BQE pot avea diferite tipuri de brate ajustabile, inclusiv brate rotative proiectate special pentru activitati medicale sau de laborator (endodontie, lucru la microscop, etc).

Dynamic™ (automat)

Dynamic™ are un mecanism patentat de tip “foarfeca”.

Dynamic™ conecteaza in mod natural cele doua tipuri de pozitie cu ajutorul unui mecanism automat de inclinare a sezutului care actioneaza in sincronitate cu suportul lombar.

Cand lucrati in pozitia active scaunul are o inclinare pozitiva de 3 grade. Astfel este mai usor pentru utilizator sa adopte o pozitie corecta, cu un unghi al soldului mai mare de 110 grade.

Cand centrul de greutate se muta in spate, cel mai adesea din cauza oboselii, sau din cauza adoptarii unei pozitii incorecte, scaunul se inclina inapoi 6 grade, permitand utilizatorului asumarea unei pozitii pasive mai relaxante. In acelasi timp suportul lombar vine in fata, corectand curbura lombara a coloanei pe toata durata sederii in pozitia pasiva. Astfel, in ambele pozitii presiunea intradiscala ramane mica. Scaunul se ajusteaza in functie de greutatea si inaltimea utilizatorului si, o data ajustat, nu mai este necesara reajustarea mecanismelor.

Dynamic™ este unul dintre cele mai avansate scaune ergonomiche din Europa. Capacitatea sa de a preveni afectiunile lombare fiind demonstrata atat prin teste clinice, cat si prin folosirea lui de zeci de mii de stomatologi in intreaga lume.

Prezentare

- Scaun Dynamic automat
- baza neagra
- cilindru negru
- culoare neagra in stoc
- alte culori la comanda (aprox. 2-3 zile) (consultati mostrarul)



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
