

Lupa endodontica SLE (rame clasice)



Pret:

1.265,31 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Lupe endodontice binoculare cu suport ochelari clasici cu rama de titan.

Caracteristici

Lentile cu stratificare multipla de calitate maxima produc imagini clare si detaliate.

Lupele folosesc oculare cu un diametru al campului vizual (fov - field of view) foarte mare.

Profunzimea campului este foarte mare si obiectul poate fi vizualizat stereoscopic, cu perceptia distantei reale.

Unghiul lupelor poate fi ajustat intre 0 - 40 de grade cu usurinta, astfel oboseala este minimizata dupa folosirea timp indelungat.

Deplasare a lupelor in plan vertical de 6 mm sus-jos.

Distanta interpupilara poate fi ajustata in mod individual, ceea ce face ochelarii ajustabili pentru toate tipologiile de figura.


Se adapteaza sursei de lumina zumax.

Design inteligent, potrivit pentru diagnoza in deplasare.

Greutate fara ochelari: 71g

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273



Review Dr. Bogdan Moldoveanu