

Lupa endodontica TTL



Pret:

2.757,76 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Lupe endodontice TTL (Through-the-lens), cu vizualizare directa, suport ochelari sport.

Caracteristici

- magnificare 2,5 X sau 3,0 X
- rezolutie foarte inalta
- optica de precizie
- personalizare pe distanta interpupilara a utilizatorului si pe distanta de lucru dorita
- cea mai mare luminozitate si cel mai mare diametru al campului de lucru
- ultra-usor, doar 57 de grame (inclusiv rama)

Avantaje

- Toate lentilele sunt multi-stratificate si anti-reflexive, si deasemenea sistemul optic este calibrat cu precizie maxima
- Rama este importata din Italia, si va ofera cel mai bun confort in utilizare
- Rama pentru nas este fabricata din silicon foarte moale
- Toate lupele includ o cutie protectiva din material ABS, un servet de curatare din microfibra, un cordon pentru gat si o surubelnita

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Specificatii

Magnificare	Distanta de lucru	Field of View (diametrul zonei de lucru)
2,5 X	340 mm	60 mm
2,5 X	420 mm	70 mm
2,5 X	460 mm	80 mm
2,5 X	500 mm	95 mm

Magnificare	Distanta de lucru	Field of View (diametrul zonei de lucru)
3 X	340 mm	40 mm
3 X	420 mm	46 mm
3 X	460 mm	50 mm
3 X	500 mm	54 mm

Se pot aduce la comanda modele pentru orice distanta interpupilara, lansati comanda si va contactam. Acest tip de lupe sunt facute la comanda si se potrivesc perfect fizionomiei dvs. Timp de livrare : aprx. 2-3 saptamani.



D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com. : I/09/137/09 Cod fiscal: RO 117 58 273



Review Dr. Bogdan Moldoveanu