

Unit dentar portabil tip valiza cu compresor



Pret:

4.044,86 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Unitul dentar portabil reprezintă o adaptare a noilor trenduri medicale. Acesta vine atât în sprijinul cadrelor medicale, dar și a pacienților. Utilizând acest unit dentar, cadrele medicale se pot deplasa cu ușurință la urgențe.

Dispune de un aspirator electric și compresor superior de aer cu o putere de 550W (cele obișnuite au capacitate de 350W).

Dispune de asemenea de un rezervor de apa distilata pentru piese, precum si de un aspirator salivar, totul pentru a putea fi functionali in locuri indepartate, fara acces la utilitati!

UNITUL DENTAR PORTABIL ESTE DESTINAT EXCLUSIV LUCRULUI IN AMBULATOR, INTERVENTIONAL. NU ESTE PROIECTAT PENTRU LUCRUL ZILNIC, IN CABINET DENTAR.

Caracteristici :

- Ușor de folosit, control prin pedala de picior;
- Design modern, structură compactă;
- Sub forma de valiza, pe roti
- Ușor de întreținut;
- Montare rapidă în câteva secunde;
- Dispune de roți și mâner pentru o manevrabilitate rapidă și ușoară;

- Ventilator de dimensiuni mari;

Specificații :

- Alimentare : 220V/110V, 50Hz/60Hz;
- Putere : 545W;
- Fluxul aerului : 50L;
- Presiune de pornire : 0.5Mpa±0.05;
- Presiune maximă : 0.1Mpa±0.05;
- Presiune de lucru cu uneltele de mare viteză : 0.22Mpa±0.02;
- Presiune de lucru cu uneltele de viteză redusă : 0.3Mpa±0.02;
- Nivel de zgomot : 50-60dB;
- Greutate : 20.5Kg;
- Dimensiuni : 500x265x455mm.

Accesorii :

- Furtun pentru piese mână cu 4 orificii (Midwest) - 2 bucăți;
- Compresor 550W - 1 set;
- Pedala de picior - 1 bucată;
- Aspirație - 1 bucată;
- Sticlă pentru apă curată de 600ml - 1 bucată;
- Seringa 3 functii (apa, aer, jet apa+aer) : 1 bucată.

Urmăriți filmulețul de mai jos pentru mai multe informații :