

Oferta dotare completa cabinet cu autoclav!



Pret:

64.347,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Oferta completa dotare start-up cabinet!

Oferta include toate materialele, instrumentarul, echipamentele conform normativului impus de CMDR.

Echipamente

- Set complet piese de mana: turbina, micromotor, contraunghi!
- Compresor cu debit suficient (50 litri butelie / 200 litri pe minut debit)
- [Autoclav](#) Clasa B 17 litri SEA
- Sigilator de pungi [SEAL 120](#)
- Distilator de apa [DRINK](#)
- Aparat de detarraj
- Lampa fotopolimerizare cu led built-in
- Sistem de camera intraorala integrat + monitor 17 inch + brat monitor
- Negatoscop integrat
- Boiler pentru apa calda la pahar pacient

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Ace Hedstroem 6buc/cut	4cutii
Ace Lentullo 4buc/cutie	4cutii
Ace Miller 10buc/cutie	2cutii
Ace tire-nerfs 6buc/cutie	4cutii
Ace Kerr 6buc/cutie	4cutii
Freze Beutherlock 6buc/cutie	2cutii
Maner bisturiu:	1buc
Lame Bisturiu:	10buc
Clesti pentru extractie (superior si inferior)	22buc
Cleste crampon:	1buc
Chiureta dreapta:	1buc
Chiureta curba:	1buc
Elevatoare:	6buc
Forfecuta mucoasa:	2buc
Oglinzi dentare (maner+oglindea):	10buc
Sonde dentare:	10buc
Pense dentare:	10buc
Spatule bucale:	10buc
Spatula ciment:	10buc
Excavatoare:	2buc
Pensa Pean mare:	1buc
Pensa Pean mica:	1buc
Spiritiera:	1buc
Linguri de amprenta plastic:	12buc
Matrici Ivory:	2buc
Port matrice Ivory:	1buc
Matrice circulara banda:	1buc
Port matrice circulara:	1buc
Mandrine piesa dreapta si contraunghi:	2buc
Seringa Uniject (cu aspiratie) :	1buc
Instrument detartraj:	3buc
Freze extradure turbina:	25buc
Freze diamantate turbina:	25buc
Freze extradure contraunghi:	25buc
Cutit pentru ceara:	1buc
Bol cauciuc + spatula:	1buc
Aspiratoare:	2punga
Gume lustruit:	10buc
Kerr Life:	1cutie
Citodur:	1cutie
Brilliant (trusa compozit dual de la Coltene):	1cutie
Kavitan cem:	1cutie

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Kavitan plus:	1cutie
Dezinfectant imersie instrumentar Micro10+	1cutie
Dezinfectant suprafete Unisepta Plus	1cutie

Eugenol:	1cutie
Oxid de zinc:	1cutie
Iodoform:	1cutie
Ace atraumatice:	2cutie
Kit Speedex:	1kit
Periute detartraj:	10buc

Manusi consultatie:	1cutie
Masti drepte:	1cutie
Banda autoclav	1 rola
Ochelari protectie:	1buc
Ochelari protectie lampa:	1buc

[Unit dentar Runyes Care 33](#)

Panou principal de lucru (brat medic)

Cu bratele pe sus

Panou digital de comanda cu functiile scaunului

- 1 x seringa aer/apa/spray
- 1 iesire pentru **turbina cu lumina Runyes**
- 1 iesire pentru turbina midwest
- 1 iesire pentru **aparat detartraj cu 5 anse**

- 1 iesire pentru turbina midwest
- 1 x masa de lucru cu rezistenta la sarcina 5 Kg
- sistem pentru incalzirea apei la pahar cu reglarea temperaturii intre 35-45 grade C
- sistem autonom cu alimentare cu apa pentru racirea instrumentelor
- panou de comanda digital pentru miscarea scaunului si programare
- negatoscop incorporat retractabil avand sursa de iluminare cu led
- robineti de reglaj al fluxului pe fiecare locatie

Pedala de control

- multifunctionala pentru miscarea scaunului si actionarea instrumentelor
- echipata cu chip blow
- posibilitatea de spray pe turbina

Panou secundar de lucru (brat asistenta)

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- 1 x scuiptoare de lux ceramica
- scuiptoare rotativa
- panou de comanda digital pentru miscarea scaunului+actionare apa/pahar
- 1 x seringa aer/apa/spray
- 1 x **sistem de aspiratie chirurgicala pe canula mare**
- 1 x **sistem de aspiratie pneumatic VENTURI incorporat pe canula mica**
- **lampa fotopolimerizare cu led Runyes**
- **Sistem complet CAMERA INTRAORALA compus din brat de prindere, monitor 19" si camera intraorala**

Scaun pacient model DCI cu tapiterie piele naturala (model import USA)

tapiterie moale din piele naturala

- fotoliu electro-mecanic prevazut cu manere ergonomice stinga -dreapta
- bordura de protectie din silicon rezistent la socuri

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- fotoliu dotat cu functie de oprire automata la socuri
- fotoliu dotat cu doua manere de sprijin pentru pacient stanga si dreapta
- tetiera multiarticulata
- touch panel cu functii pentru miscarea scaunului
- box de conexiuni integrat in scaun
- sistem de filtre si apa
- software pentru 3 pozitii memorie
- Incalzitor de apa pentru pacient cu posibilitatea de reglare a temperaturii

Lampa de lucru LED model DCI (lampa scialitica model import USA)

- 30000 lux fara umbre
- Culoarea temperaturii 5000K
- cu lumina rece
- oglinda fatetata cu sticla neutra cu distanta de focalizare 80 cm



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Scaunul medicului

- hidraulic, ajustabil pe verticala
- spatar ergonomic reglabil