

## Ochelari de protectie Monoart Clear

**Pret:**

**57,04 lei TVA inclusa**



### **Descriere produs:**

Ochelari de protectie pentru pacienti si operatori cu rama ergonomica si design elegant. Complet din policarbonat, ofera rezistenta si usurinta excelente. Tamplele, reglabile in lungime si inclinare, asigura un confort ridicat si o potrivire optima. Lentilele, echipate cu tratament anti-zgarieturi si anti-aburire, sunt conforme cu EN166 si EN170.

Greutate 29g