

## Ciment rasinic dual DuoCem



**Pret:**

**541,41 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

Ciment rasinic dual, seringa automixanta gata de utilizare, indepartare usoara a materialului in exces, aderența buna la smalt și dentina, manevrare usoara. Indicat in cimentarea permanenta a coroanelor lucrarilor din ceramica, metal sau compozit: coroane, punți, inlay, onlay, pivoti.

### Avantaje

- proprietati puternice mecanice si tehnice
- fluiditate optimizata
- seringă automixanta și varfuri mixante gata de folosire
- timp de procesare intraorala de aprox. 60 de secunde
- usor de curatat (dupa 3 secunde de fotopolimerizare)
- fluorescent

### Prezentare:

1 × 5ml DuoCem Dentin



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: [office@tehnicaldent.ro](mailto:office@tehnicaldent.ro) IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

5 × Mixing Tips brown short fine

3 × 3ml ParaBond Non-Rinse Conditioner

+ Adhesive A & B