

## Instrument pentru aplicare MTA

Pret:

**196,76 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

#### Instrument aplicare MTA

Instrumente fabricate din metal foarte rezistent la coroziune si foarte flexibil, prezentand doua instrumente cu 4 varfuri specializate pentru manuirea si aplicarea MTA.

**MX1** – varf pentru manuirea MTA in canalul radicular, in timpul inchiderii perforatiilor si a obturatiilor retrograde in dintii posteriori.

**MX2** –varf pentru manuirea MTA in canalul radicular, in timpul inchiderii perforatiilor si a obturatiilor retrograde la dintii anteriori.

**MX3** – varf pentru aplicarea MTA in timpul inchiderii perforatiilor, obturatiilor retrograde, condensarii si a introducerii usoare a cimentului la dintii anteriori.

**MX4** – varf pentru aplicarea MTA in timpul inchiderii perforatiilor, obturatiilor retrograde, condensarii si a introducerii usoare a cimentului la dintii posteriori.