



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Hipoclorit 5.25% 200 ml VDental



Pret:

15,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Lichid pentru clatirea si dezinfectarea canalelor

Indicatii: Este utilizat pentru clatirea si dezinfectarea canalelor dentare, in special in cazul infectiilor pulpare si al inflamatiilor ale pulpei dentare. Este recomandat pentru clatirea canalelor afectate de inflamarea pulpei.

- In timpul largirii mecanice a canalului indeparteaza pulpa moarta care ramane in urma.
- Curata canalul si indeparteaza stratul alunecos pentru a expune dentina din canalul radicular inainte de obturatiea canalului.
- Previne petele dentare care ar putea surveni dupa obturatiea unui canal care n-a fost clatit.
- Recomandat pentru clatirea canalelor afectate de inflamarea pulpei.

Instructiuni pentru utilizare:

Intrebuintare: Hipocloritul este recomandat sa se foloseasca in cadrul clatirii canalelor dentare cu dispozitivele sonice si ultrasonice si a pieselor contraunghi este permisa simultan in timpul clatirii canalelor dentare. Este recomandat sa se foloseasca hipocloritul de sodiu in combinatie cu clatirea canalelor dentare cu dispozitivele sonice si ultrasonice si a pieselor contraunghi este permisa simultan in timpul clatirii canalelor dentare.

Substanta activa: hipoclorit de sodiu (5.25% clor activ)

Prezentare



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- sticla 200 ml