

Manusi chirurgicale sterile nepudrate

Pret:

3,51 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Capacitate: maximat 30 gr. C

Indicatii: Manusele al nepudrate sunt realizate pentru a fi utilizate in procedurile de curatenie si de dezinfectie a mainilor si sunt utilizate in domeniul medical in special de catre medicii chirurgi si de personalul din sala de operatii.

Material: Latex (S) si EN45001-485-20015. Sing. FDA approved. CE Rap. (S) B. ISO 9001 sta 2000 Quality Management System.