

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

V-Algin 450g Vdental



Pret:

36,72 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Alginate cromatic pentru imprimare flexibil? ?i de înalt? precizie. Acesta este primul alginate cu indicator de faz? cromatic?, violet, roz sau alb.

Este u?or de amestecat ?i are un timp de priz? foarte rapid : pân? la 30 de secunde.

Modelul poate fi turnat în pân? la 168 de ore cu rezultate excelente.

Prezentare :

1x pung? 450g