

## Masuta motorizata pentru cabinet



Pret:

**1.548,97 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

Masuta motorizata este usor de miscat si de manevrat, dispune de un mecanism sigur de blocare a rotilor, poate sustine o incarcatura grea, dispune de elevare lina si fluenta, opereaza fara zgomot si dispune de un interval larg de inaltimi setabile. Este folosita la scara parga pentru a sustine toate tipurile de instrumente in clinici, cabinete stomatologice si laboratoare.

### Avantaje

- ajustare motorizata a inaltimii pentru usurarea manevrabilitatii
- dispune de priza integrata pentru alimentarea aparaturii
- ridicare a masutei prin apasarea unui singur buton

### Specificatii

- dimensiuni: 510mm(L)X450mm(W)
- dimensiunile masutei: 600mm (L) X400mm (W)
- interval de ridicare: 506mm - 876mm
- masa maxima admisibila pe masuta: 100kg
- alimentare: 110/220V - 60/50Hz
- masa neta: 22kg
- masa bruta: 25kg
- dimensiunile ambalajului: 690mmX580X305mm