

Freze extradure turbina sferice lungi



Pret:

72,60 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Set de freze realizate din carbură.

Acestea sunt folosite pentru îndepărtarea dentinei necrotice din apropierea coarnelor pulpei.

Caracteristici :

- Tip freză : ultra ascuțită;
- Generare minimă de căldură în timpul funcționării;
- Îndepărtează bine țesuturile cu carii fără a deteriora pulpa;
- Forma marginilor vârfulor lamelor permite, cu o presiune minimă, prelucrarea eficientă a dintelui și excavarea dentinei în direcția axială;
- Utilizat în practica pediatrică, în momentul când camera pulpară este largă și oferă un volum semnificativ al dintelui, precum și pregătirea cavităților cu carii, folosind tehnologia tratamentului minim invaziv.

Prezentare :

Preț/cutie