

Aspirator de saliva Hygoformic Comfort 100 bucati

Pret:

50,78 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Hygoformic Comfort este un aspirator de saliv? cu suport pentru limb? cu o capacitate mare de aspira?ie. Conceput din materiale bio pentru pacien?ii cu gingii sensibile. Capacul este produs dintr-un material moale ?i flexibil non-toxic pentru a spori confortul ?n timpul tratamentului dentar. *De unic? folosin??*.

Motive pentru a utiliza Hygoformic Comfort :

- U?or de ajustat - Prietenos cu mediul
- Capacitate mare de aspira?ie
- Prietenos cu ?esuturile
- Suport pentru limb?
- Se poate folosi f?r? mâini

Mod de prezentare : Pungă, 100 aspiratoare de unică folosință