

## Bol pentru mixare L

Pret:

**10,37 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

Bol pentru mixare.

Dimensiune disponibilă : L

Bol din material cauciucat verde-transparent pentru mixarea și malaxarea materialelor utilizate în medicina dentară. Suprafața internă finisată pentru a nu adera materialele, ușurând astfel mixarea. Materialul din care este realizat acest bol de mixare este unul foarte flexibil, ușor de manevrat și manipulat.

Mod prezentare:

1 bucată verde transparent L



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: [office@tehnicaldent.ro](mailto:office@tehnicaldent.ro) IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273