

## Solebite S Regular

Pret:

**163,19 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

Silicon de adiție (VPS) pentru înregistrarea ocluziei utilizat în clinicile dentare și laboratoare.

### Avantaje ale utilizării:

- Ușor de administrat pe suprafața dinților;
- Polimerizare într-un timp rapid;
- Duritate finală superioară;
- Observare cu ușurință a ocluziei;
- Stabilitate dimensională lungă;
- Se poate tăia cu ușurință;
- Confort sporit al pacientului în timpul înregistrării amprenteii, datorită gradului scăzut de rezistență al materialului.



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273  
Date Tehnice:

Timp de mixare: 50 secunde

Timp total de lucru: 20 secunde

Timp de aplicare în gură: 30 secunde

Duritate după 24h: 90 Shore A (nivel de duritate)

Schimbarea dimensională liniară: 0.13%

Reproducere de detaliu: 20 ?m

Mod de prezentare:

- x2 Solebite S Regular 50ml (total 100ml)

- Vârfuri de mixare