

## Sole A-Lab Putty 85

Pret:

**108,90 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

Kit de silicon de adiție utilizat în laboratoarele dentare.

Principalele moduri în care poate fi utilizat:

- Matrice pentru coroane/punți temporare;
- Matrice pentru proteză parțială cu rășină rece;
- Matrice pentru proiectarea structurilor metalice;
- Matrice pentru tehnici de verticulator.

Avantaje ale utilizării:

- Reproducere ideală a detaliilor;
- Material dur după polimerizare;
- Ușor de dozat și de amestecat;
- Stabil și precis în timpul repositionării;
- Utilizabil în timp, chiar și după un timp îndelungat;
- Compatibil cu scannerele CAD/CAM.

Date Tehnice:

- Timp de mixare: 30 secunde
- Timp total de lucru: 2 minute

# TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: [office@tehnicaldent.ro](mailto:office@tehnicaldent.ro) IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Timp de pregătire: 6 minute
- Duritate după 24h: 85 Shore A (nivel de duritate)
- Schimbarea dimensională liniară: 0.2%
- Recuperare elastică: > 99.5%

Mod de prezentare:

- 1x Sole A Lab Putty 85 Bază 400g
- 1x Sole A Lab Putty 85 Catalizator 400g