

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Duplisole 24

Pret:

134,82 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Silicon pentru tehnica duplicării.

Date tehnice:

- Timp de mixare: 1 minut
- Timp total de lucru: 5 minute
- Timp de pregătire: 20 minute
- Duritate după 24h: 24 Shore A (nivel de duritate)
- Schimbarea dimensională liniară: 0.05%

Mod de prezentare:

- Duplisole Bază 250g
- Duplisole Catalizator 250g