

## Lupa chirurgicala Brilliance 2 balamale



**Pret:**

**1.348,29 lei TVA inclusa**

### **Descriere produs:**

Noile lupe chirurgicale Eighteenth Brilliance sunt realizate special combinand sticla de tip Schott si designul traseului optic apo-cromatic.

Funcția Flip-Up aduce o imbunatatire fata de lupele chirurgicale clasice. Aceasta asigura un viziune neobstructionata si contact vizual cu pacientii doar cu o singura ajustare.

Structura lupei chirurgicale este realizata dintr-un aliaj ultra-usor, mentinand un aspect metalic rece. Aceasta asigura rezistenta si durabilitate excelenta, minimizand in acelasi timp greutatea si presiunea asupra nasului.

### **Avantaje ale utilizarii noilor Lupe Chirurgicale:**

- Amortizare inteligenta a miscarii ansamblului de lupe. Usor de reglat si cu o stabilitate excelenta;
- Ajustare PD (distanta interpupilara) asincrona;
- Sticla Schott. Rezolutie inalta, camp vizual foarte clar;
- Cadru foarte usor. Design ergonomic cu materiale si culori optionale;
- Scut de protectie. Atat scuturile de protectie, cat si lentilele prescrise pot fi montate si de un optometrist;
- Aliaj compus din aluminiu-magneziu la calitate de tehnologie aerospaciala. Noile lupe sunt extrem de rezistente si usoare.
- Protectie superioara a lentilelor. Tehnologie de acoperire multi-strat; anti-aburire, anti-zgarietura, anti-orbire, pentru a asigura mai multa lumina prin sticla.

# D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com : I/09/137/99 Cod fiscal: RO 117 58 273



<i>Magnificare</i>	<i>Distanța de lucru</i>	<i>Field of view</i> <i>(diametrul zonei de lucru)</i>	<i>Adâncimea</i>	<i>de Greutate</i>
3.0x	350mm	68mm	≥ 90 mm	71g
3.0x	400mm	76mm	? 100mm	71g
3.0x	450mm	84mm	? 115mm	71g
3.0x	500mm	92mm	? 135mm	71g

Culori disponibile: Negru, Gri, Rosu.

Mod de prezentare: Lupa chirurgicala Brilliance 2 pozitii de reglare (doua balamale)