

Detector de carie Carelife

Pret:

457,56 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Detector de carie Carelife

Foloseste o lumina speciala in spectru ultraviolet, impreuna cu ochelarii speciali, pentru a releva placa bacteriana si leziunile carioase.

Autoclavabil la temperaturi de pana in 135°C pentru maximum 3 minute.

Date tehnice

Alimentare:

- intrare 100-240Vac 50/60hz

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
- iesire DC 5B/0.5A

Baterie Li-ion:

- Voltaj DC3.7V
- Capacitate 320mAh

Temperaturi de functionare:

- Functionare +10 °C / +40°C
- Stocare -10°C / +55°C

Umiditate:

- Functionare - 30/75%RH
- Stocare 20-85%RH

Protectie impotriva socului electric: Tip B.

Mod de prezentare:

1x Maner aparat pentru diagnosticarea cariilor

1x Statie de incarcare

1x Tija pentru ghidarea luminii (90°)

1x Tija pentru ghidarea luminii (120°)

1x Adaptor

1x Ochelari de protectie