

## Compozit fluid Premise Flow

Pret:

**191,87 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

Material nanocompozit fotopolimerizabil, trimodal fluid, indicat ca baza si liner, sigilare de santuri si fosete, reparatii ale restaurarilor protetice din compozite indirecte si materiale acrilice temporare.

Premise Flow este un compozit fotopolimerizabil, cu vascozitate medie, pentru diferite aplicatii directe. Umplutura pre-polimerizata, nano-umplutura impreuna cu Point 4 asigura o rezistenta si durabilitate optima.

Ofera rezistenta mecanica excelenta si reduce micsorarea la polimerizare

Fluid

Detectare excelenta a cariilor

O alegere buna pentru toate restaurarile estetice

Folosit in aplicatii anterioare si posterioare (liner/baza, sigilant)

### Prezentare

Siringa 1.7gr (culori A1, A2, A3, A3.5)