

GC G-Aenial Universal Injectable 1ml

Pret:

225,06 lei TVA inclusa



Descriere produs:

G-aenial Universal Injectable.

Compozit pentru restaurare cu rezistență ridicată, ideal pentru restaurări estetice.

Avantaje:

- Duritate și rezistență la abraziune excepționale;
- Indicat pentru toate clasele de cavități, fără strat acoperitor;
- Fără limită de dimensiune;
- Radio-opacitate ridicată, 252% - permite detectarea ușoară a cariilor secundare;
- Vâscozitate tixotropică unică - optimă pentru modelarea cuspizilor;
- Etape de finisare mai scurte, deoarece anatomia este deja creată;
- Manipulare ușoară datorită noului design al seringii - dozare simplă și controlată;
- Vâscozitatea optimă pentru o separare simplă a materialului de vârf;
- Aplicatoare noi cu vârf lung și flexibil pentru un acces ușor în cazul cavităților posterioare dificile;
- Lustruire excelentă și strălucire.

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Indicații:

- Restaurări directe pentru cavități cls. I-IV
- Sigilare fisuri
- Sigilant zone hipersensibile
- Repararea restaurărilor indirecte estetice, a coroanelor și punților provizorii, defectelor de margini
- Liner sau bază
- Fabricarea de coroane și punți, inlay și fațete, utilizând tehnica indirectă în combinație cu materialele Gradia și Gradia Plus
- Splinturi ale dintelui în combinație cu fibrele GC everStick

Mod de prezentare:

- G-aenial Universal Injectable - 1 seringă x 1ml (1.7g)