

Ace sutura resorbabile Rapid PGLA Wego

Pret:

9,23 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Ace de sutură resorbabile Rapid PGLA de la Wego, create special pentru o alunecare excelentă în țesut. Acestea sunt ace chirurgicale absorbabile și sterile, compuse din acid poliglicolic.

Pierderea caracteristică rapidă a rezistenței firului este realizată prin utilizarea unui material polimeric cu o greutate moleculară mai mică decât firul de sutura obișnuită WEGO-PGLA (Polyglactin 910).

Structura tesuta ofera o mare usurinta de innodare si o fixare excelenta a nodului, avand totodata si o aderența scăzută la bacterii.

Resorbția firelor se va finaliza în 42 de zile prin hidroliza. Rezistența firului va fi de 50% după 5 zile și se va pierde în totalitate după 10 - 14 zile.

Datorită faptului că nu este necesară îndepărtarea lui, este un fir de sutura foarte versatil, care se pretează la multiple utilizări în domeniul chirurgiei orale.

Avantaje

- Alunecare usoara in tesuturi
- Executare usoara a nodurilor
- Reactie inflamatorie minima
- Efect de memorie a firului redus

Sunt compuse dintr-un copolimer format din 90% glicolidă și 10% L-lactidă.

Structură: Multifilament, împletite

Compoziție chimică: Acid poliglicolic

Coating: Policaprolactonă și stearat de calciu

Retenție a nodului: la 14 zile post implantare 75%

Absorbție: Degradare prin hidroliză la 56-70 zile

Indicații: Suturi proximale sau ligaturi

Dimensiune: 18mm

Diametru: 3/0, 4/0, 5/0 rotund/triunghi

Mod de prezentare:

- Preț/ bucată