

Dezinfectant Dentasept Spray 60 Pro 5L

Pret:

280,50 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Dezinfectant rapid pentru suprafețele dispozitivelor medicale, utilizarea după fiecare pacient evită riscul de contaminare încrucișată.

Caracteristici

- Soluție gata de utilizare.
- Pe bază de etanol.
- Se usuca rapid fara a lasa urme.
- Eficient în doar 30 de secunde pe virușii capsulați.
- Spectru larg de activitate.
- Parfum foarte plăcut de lamaie.

Spectru de acțiune (la 20°C)

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
Bactericidal: EN 1040, EN 13727, EN 13697 - 30 secunde

MRSA: EN 13697 - 30 secunde

Tuberculocidal: EN 14348, EN 14563 - 30 secunde

Mycobactericide: EN 14348, EN 14563 - 5 minute

Levuricide: EN 1275, EN 13624, EN 13697 - 30 secunde

Fungicide: EN 1275, EN 13624, EN 13697 - 5 minute

Active on BVDV (HCV model virus), rotavirus, herpesvirus, coronavirus, adenovirus, PRV (HBV model virus), HIV-1, vaccinia virus - 30 secunde

Active on feline calicivirus - 5 minute

Composition

Ethanol, N,N-didecyl-N-didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl)ammonium propionate, excipients.

Prezentare

Bidon 5L