

Detergent Dentasept Aspiration AF 1L



Pret:

101,64 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Dentasept Aspiration AF este o solutie concentrata de inalta performanta indicata pentru curatarea si dezinfectarea zilnica a oricarui tip de sistem de aspiratie dentara, separator de amalgam si scuiptoare.

CARACTERISTICI

Detergent concentrat pentru uz zilnic.

Pentru curățare și dezinfecție.

Pentru sisteme de aspirație dentară, separatoare de amalgam și scuiptoare.

Se diluează la 2%.

Activ de la 5 minute.

Activ de la 5 minute.

Spectru larg de acțiune: Proprietăți microbiologice

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Bactericid: EN 1040, EN 13727, EN 14561

Tuberculocid: EN 14348, EN 14563 (60 min)

Drojdicid: EN 1275, EN 13624, EN 14562

Activ conform EN 14476 privind Herpesvirus, BVDV (virus model HCV) și Vaccinia virus.

Prezentare

Bidon 1L