

Dentasept Glycerine



Pret:

124,46 lei TVA inclusa

Descriere produs:

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Recomandat pentru spălarea frecventă a mâinilor.

Formula cu pH neutru.

Îmbogățit cu glicerină hidratantă și emolienți.

Testat dermatologic.

Potrivit pentru pielea sensibilă.

Fara parfum si coloranti.

Ușor de clătit.

Mod de utilizare

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
Udați-vă mâinile. Puneți o doză în palmă. Șăpuți toate suprafețele pielii. Clătiți și uscați bine.

COMPOZIȚIE

Aqua (apă), glicerină, lauroamfodiacetat disodic, laurilsulfat de sodiu, PEG-4 rapedamidă, hexilenglicol, gliceril palmat hidrogenat PEG-200, laurilcitrato sulfosuccinat de sodiu PEG-5, alcool benzilic, co-benzoat de sodiu, lactic PEG-200, Laureth Sulfat de sodiu.

Produs pentru uz extern. Nu inghiti. Evita contactul cu ochii. Clătiți imediat ochii dacă produsul intră în contact cu aceștia. A nu se lasa la îndemana copiilor. A se pastra între +5°C și +25°C.

Periculoase - respectați precauțiile de utilizare.

DENTASEPT® GLYCÉRINE

SPĂLAREA DELICATĂ A MĂINILOR SPECIAL CONCEPUT PENTRU UTILIZAREA FRECVENTĂ

- Formulă îmbogățită cu glicerină și emolienți.
- Recomandat pentru pielea sensibilă.
- Formulă cu pH neutru.
- Fără parfum și colorant.
- Testat dermatologic.



Prezentare

Flacon 1L