

Dezinfectant spuma Dentasept SH Pro 750ml



Pret:

36,30 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Dentasept SH este o spumă detergentă dezinfectantă gata de utilizare, fără alcool, pentru tratarea suprafețelor dispozitivelor medicale, unităților dentare, scaunelor dentare etc.

AVANTAJE PRODUS

- Noua formulă îmbunătățită
- Soluție gata de utilizare
- Formulată fără alcool, compatibil cu toate materialele sintetice, materialele plastice etc.
- Formulată fără parfum, fără colorant, fără substanță alergenă
- Pistol de spumare care limitează aerosolizarea produsului și permite vizualizarea aplicației
- Eficient în doar 1 minut împotriva tuturor virusilor înveliți
- Dispozitiv medical clasa IIb (Directiva modificată 93/42/CEE)

PROPRIETĂȚI MICROBIOLOGICE la 20°C

Bactericid: EN 1040, EN 13727, EN 13697 - 2 minute.



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
MRSA: EN 13727, EN 13697 - 2 minute.

Drojdicid: EN 1275, EN 13624, EN 13697 - 5 minute.

Activ conform EN 14476 pe Rotavirus, Herpesvirus, PRV (virus model HBV), BVDV (virus model HCV),
virus Vaccinia - 1 minut.

Activ conform EN 14476 pe poliomavirus SV40 - 5 minute.

Prezentare

Flacon 750 ml