

## G-Aenial compozit pentru posterior



Pret:

**331,01 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

### Compozit de restaurare fotopolimerizabil pentru posterior

GC G-Aenial Posterior ofera o umplutura mai condensata ce ofera o vascozitate mai ridicata si un control mai bun al conturarii formei anatomice in cazul restaurarilor posterioare. Materialul condensabil va fi in continuare hidrofил si fluid atunci cand este manipulat pentru a asigura o adaptare compacta, chiar si in cazul cavitatilor adanci. Amestecul unic este formulat atat pentru rezistenta, cat si pentru o contractie la priza scazuta.

### Caracteristici si beneficii

- Estetica excelenta doar cu o singura nuanta
- Pentru cazurile mai dificile, un sistem de nuante adaptat cu 4 nuante standard si 2 nuante exterioare
- Radioopacitatea adecvata de 252% AI faciliteaza controlul ulterior
- Vascozitate condensabila nelipicioasa pentru un control mai bun al conturarii si refacerii formelor anatomice
- Rezistenta ridicata la fracturare si stres redus al contractiei la priza pentru restaurari de lunga durata

# TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Lustruire simpla si rapida pentru o suprafata neteda si lucioasa

## **Mod de utilizare**

In cazul cavitatilor de clasa II, se recomanda mai intai refacerea peretelui proximal cu smalt sau o nuanta standard. Dupa ce cavitatea a fost transformata intr-o cavitate de clasa I, se continua restaurarea in mod uzual, aplicand mai intai stratul de dentina al cuspidului si continuand cu un strat de smalt.

## **Prezentare**

- seringa 2.7 ml / 5.5 g