

Instrument modelat ceara Hylin LeCron

Pret:

22,02 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Instrument special conceput pentru sculparea cerii utilizata in tehnica dentara cu usurinta, instrumentul Hylin-Le Cron prezinta doua capete active. La un capat se regaseste cutitul pentru ceara, iar la celalalt capat instrumentul implica o lingurit circulara.

Manerul instrumentului pentru ceara Hylin-Le Cron prezinta 2 tipuri de striatii pentru priza, diferite pentru fiecare capat.