

Bureti hemostatici Surgispon

Pret:

20,72 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Bureti sterili portionati din gelatina avand o structura microporoasa care realizeaza o hemostaza eficace, minimizand pierderile de sange dupa manoperele chirurgicale.

Indicatii:

- Chirurgia dento-alveolara si extractia dintilor la pacientii cu risc de hemoragie;
- Regenerarea indepartarii tesuturilor mucoasei de chisturi mandibulare;
- Indepartarea chirurgicala a tumorilor orale si leucoplakiei;
- Tratamentul chirurgical al abceselor periapicale si dentare;
- Chirurgie maxilo-faciala.

Avantaje:

- Poate fi utilizat atat uscat cat si in solutie salina.

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Poate fi utilizat in combinatie cu antibiotice, Thrombin si chemo-terapeutice, fara ca acest lucru sa influenteze efectul hemostatic.

- Capacitate de absorbtie foarte buna pentru sange si alte secretii ale plagilor.

Caracteristici:

- Are pH neutru si este tolerat foarte bine de tesuturi.

- Absorbabil

- Non-toxic, non-alergenic, non-imunogen si biocompatibil.

- Absoarbe aproximativ de 40-50 ori greutatea sa de apa/ sange si adera cu usurinta la plaga.

- Implantat in vivo, este complet absorbit in termen de 3/4 saptamani fara reziduri ori incapsulari.

Prezentare

Folie 8 bureti portionati, dimensiune 1 burete: 10 x 10 x 10 mm.