

Kit mentenanta 2000 cicluri autoclav Euronda

Pret:

1.089,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Kit de intretinere Euronda E8, E9, E10 dupa 2000 de cicluri este un set complet de service conceput pentru intretinerea profesionala a autoclavurilor Euronda dupa atingerea a 2000 de cicluri de sterilizare. Acest kit este dedicat utilizatorilor care apreciaza fiabilitatea, siguranta si cele mai inalte standarde de performanta ale dispozitivelor de sterilizare. Inlocuirea regulata a componentelor consumabile asigura eficienta tehnica maxima si conformitatea cu cele mai stricte standarde de sterilizare impuse in domeniul medical.

Aplicatii

Acest kit este destinat intretinerii regulate a autoclavelor Euronda E8, E9 si E10 dupa finalizarea a 2000 de cicluri de sterilizare.

Compatibilitate

Euronda E8

Euronda E9

Euronda E10



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Prezentare

Kitul contine: Filtru bacteriologic, Garnitura usii de incarcare, Supape de injectie de apa, Supapa de retinere cu bila, Conducta de refulare a separatorului, Pompa de injectie apa, Supapa de siguranta