



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Compozit Admira Flow

Pret:

195,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Material de restaurare fluid, fotopolimerizabil pe baza de ormocer pentru obturatii cavitati mici, sigilarea fisurilor extinse, restaurari ale cavitatilor de clasa III-V, reparatii obturatii cu compozit si fatete, fixarea lucrarilor din ceramic.

- Pentru Obturarea cavitatilor de mici dimensiuni.
- Obturatii cu tehnica de preparatie minim invaziva
- Sigilarea extinsa a fisurilor
- Lining, acoperirea cavitatilor (tehnica lining, tehnica CBF)
- Cavitati de clasa III si V
- Reparatia obturatiilor din compozit si a fatetelor
- Cementarea a pieselor restaurative integral ceramice (coroane integral ceramice, inlayuri ceramice)

Avantaje

- Flowabilitate optima (tixotropic)



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Aplicare cu curgere usoara, stabila in stare de repaus
- Elasticitate optima
- Potrivire exacta a translucentei si a nuantei cu Admira
- Flowing foarte bun cu o excelenta capabilitate de umectare
- Biocompatibil
- Aplicare usoara

Prezentare

- seringă 1.8gr
- nuante: A2, A3