



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Lac fotopolimerizabil autoadeziv GC Equia Coat 4 ml



Pret:

362,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Descriere

- Lac fotopolimerizabil autoadeziv rezistent la abraziune.

Indicatii

- Restaurari ale cavitatilor de clasa I,
- Restaurari ale cavitatilor de clasa II care nu sunt sub stres masticator,
- Restaurari ale cavitatilor de clasa II care suporta un stres masticator ridicat în, cazul în care istmul reprezinta mai putin de jumatate din distanta intercuspidala
- Restaurari intermediare
- Restaurari ale cavitatilor de clasa V si a cavitatilor radiculare.

Prezentare



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Flacon de 4 ml
- 20 godeuri
- 50 micro-varfuri aplicatoare si un suport pentru aplicatoare