

## **Pungi sterilizare autosigilante 60 x 100 mm**



**Pret:**

**17,00 lei TVA inclusa**

### **Descriere produs:**

Economisiti timp folosind pungile de sterilizare autosigilante care prezinta si un sistem pentru deschidere rapida. Compatibile cu metodele de sterilizare prin vapori (autoclave), chimice si prin gaz.

Se disting prin indicatorii cromatici - martori de sterilizare, sunt rezistente la intepaturi, cu tenta albastra, plastic transparent, asigurand siguranta sporita ca sterilizarea a avut loc si ca este mentinuta.

Extra-rezistenta asigurata prin hartia ultra-intarita certificata medical.

### **Avantaje**

- sigilare sigura protejeaza impotriva rupturii cauzate de catre instrumente prezentand in acelasi timp o hartie poroasa certificata medical care indeplineste toate standardele
- indoitura perforata faciliteaza indoirea sigura si usoara a benzii adezive pentru a forma o sigilare etansa.
- crestatura pentru deget asigura deschiderea usoara a pungii.
- cerneluri fara plumb, de inalta calitate, compatibile cu o gama larga de dezinfectanti comuni, asigura o usoara confirmare a procesului de sterilizare



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: [office@tehnicaldent.ro](mailto:office@tehnicaldent.ro) IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

**Prezentare**

- pungi 60 x 100 mm
- 100 buc / cutie