

## Gel de maini Klintensiv 1L

Pret:

**61,20 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

Gel hidroalcoolic ideal pentru dezinfectarea si mentinerea igienei. Acest gel actioneaza rapid si datorita substantelor protectoare si hidratante asigura echilibrul lipidic al pielii, prevenind aparitia zonelor uscate si a senzatiei de piele crapata.

Mod de utilizare: Se aplica 2-3 ml de gel dezinfectant si se respecta intreaga tehnica de curatare a mainilor recomandata de OMS:

Se freaca mainile palma-palma;

Se freaca cu palma dreapta dosul mainii stangi cu degetele interpuse si invers;

Se freaca mainile palma-palma cu degetele interpuse;

Se freaca dosul fiecarei maini cu cealalta mana, cu degetele incrucisate;

Se freaca cu dosul degetelor palma opusa, cu degetele interpuse;

# TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273  
Fiecare police se freaca in palma opusa, folosind miscari rotationale;

Pentru dezinfectare igienica se folosesc 3 ml – timp de contact 30 secunde; pentru efectul virucid , timp de contact 3 minute.

Substanta activa: 85% etanol.

Tipul de produs biocid conform legislatiei in vigoare (Regulamentul UE nr. 528/2012):

Grupa principală 1: Dezinfectante si produse biocide

Tip de produs: 1 – Este un produs biocid destinat igienei umane. Solutie hidroalcoolica pentru dezinfectia igienica si chirurgicala.

Categoria de utilizatori: profesionali, industriali, populatie.

Atentionari: A se folosi numai dupa ce au fost citite si intelese instructiunile de utilizare. Este recomandata depozitarea in spatii inchise, curate, bine aerisite, cu temperaturi cuprinse intre + 5 °C la + 30°C. Fiecare lot de livrare va fi insotit de documentul de certificare a calitatii intocmit conform dispozitiilor legale in vigoare, respectiv declaratia de conformitate intocmita pe baza fiselor tehnice, a buletinelor de analiza si avizul sanitar.

Gel 1L