

Aspiratoare pentru copii Flex Kids



Pret:

23,35 Lei TVA inclusa

Cod produs:

Referinta: ASA

Imagini produs:



Scurta descriere:

Aspiratoare pediatrice Flex Kids

Descriere produs:

Aspiratoare pediatrice Flex Kids

- Varfurile aspiratoarelor in forme atractive pentru copii: ajuta la gradul de acceptare de catre copil a tratamentului stomatologic.
- Sterilizabile in autoclav la max. 121 grade C: pot fi sterilizate inainte de folosire
- Varf de aspiratie flexibil: previne ranirea gurii copilului
- Fabricate din copolimer rigid: permite retractia buzelor, obrazului si a limbii
- Preangulate: pentru o mai buna pozitionare in cavitatea orala

Prezentare

- punga cu 30 buc

