

Ciment compozit Paracore seringa 5ml



Pret:

285,21 lei TVA inclusa

Descriere produs:

ParaCore este un ciment compozit dual, intarit cu sticla, radioopac. Acest material binecunoscut 3-in-1 simplifica tehnica de restaurare pivot&core deoarece este ideal pentru cimentarea pivotilor, reconstructia bonturilor si cimentarea coroanelor si puntilor. Folosirea ParaCore drept material de fixare si cimentare stabileste o interfata "legatura monobond" optima intre dentina, pivot si coroana pentru a produce o restaurare cu o viata nemaintalnit de lunga si o foarte mare putere de adeziune.

Sistemul perfect imperecheat de adeziv si ciment formeaza un lant strans de produse pentru restaurari cu pivoti cu foarte mare succes clinic si cu o stabilitate foarte buna pe termen lung.

ParaCore va asigura urmatoarele avantaje

- un singur material pentru 3 indicatii cheie (cimentare pivoti, refaceri bonturi, cimentare coroane si punti)
- interfata optima de adeziune monobloc intre dentina-pivot-coroana
- putere de adeziune superioara
- consistenta stabila
- elibereaza fluor
- radioopac

Indicatii

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- indicat in tehnica monobloc-post-cimentarea cu adeziv si refacerea bontului
- cimentarea coroanelor si a puntilor

Prezentare

- 1 x seringă x 5 ml ParaCore Automix
- 5 x varfuri de mixare