

Sistem adeziv ParaBond



Pret:

632,41 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Adezivul ParaBond este un sistem adeziv cu polimerizare chimica pentru smalt si dentina. Contine un conditioner ce nu necesita clatire si un adeziv cu polimerizare chimica (Adeziv A si B). In locul conditionerului fara clatire se poate folosi si acid fosforic.

Avantaje

- sigileaza suprafata dintelui si minimizeaza riscul de sensibilitate postoperatorie
- ideal pentru situatiile in care este posibil ca lumina sa nu penetreze, cum ar fi cimentarea pivotilor, a coroanelor metalice, a cavitatilor adanci sau a ceramicii opace
- putere de adeziune foarte rezistenta la rupere si forfecare pe dentina si smalt
- universal aplicabil impreuna cu materiale foto-, auto-, sau chimico-polimerizabile

Prezentare

- conditioner fara clatire 3 ml
- adeziv A 3ml
- adeziv B 3 ml



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
