



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Aspirator chirurgical insonorizat ASP300 Cabinet



Pret:

7.140,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Aspirator chirurgical semi-uscatur cu carcasa de insonorizare pentru un zgomot de operare foarte scazut, proiectat pentru operare continua, fara conexiune la retea de apa, in set complet cu placa de control si amortizare de vibratii.

Aspiratorul este dotat cu separator de lichide incorporat, se conecteaza doar la canulele de aspiratie, la canal si la retea de electricitate!

Caracteristici tehnice

Unituri suportate 1 Zgomot (dB(A)) 50 Debit de aer l/min 1333 Putere (kW) 0.4 Voltaj/Frecventa 230V/50 Hz Vacuum maxim (mBar) 150 Dimensiuni (cm) 32x57x60 Masa (Kg) 26



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
