



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Autoclav 22 litri ONYX B



Pret:

18.499,99 lei TVA inclusa

Descriere produs:

UN NOU MOD DE A VEDEA AUTOCLAVUL

Un aparat unic si esential

Autoclavul este aparatul cheie in orice structura medicala, astfel alegerea unui model este fundamental a fi bazata pe un aparat de referinta, dovedit in timp si pe care va puteti baza.

Cicluri pentru toate nevoile

Flexibilitatea este fundamentala pentru a rationaliza timpul de lucru si pentru a avea timpi operatori eficienti.

ONYX B ofera o gama larga de cicluri toate studiate pentru a va ajuta zi de zi.

Trasabilitate si identificare

ONYX B contine in nucleul sau tehnologic sisteme de identificare a utilizatorului, validare a ciclului, pentru productia si imprimarea etichetelor alfanumerice.

Capacitate mare de incarcare



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Noile regulamente si noile concepte de sterilizare au dus la dezvoltarea de practici de sterilizare pentru o gama diferita si larga de instrumentar in toate institutiile medicale si stomatologice. Astfel nevoia de a steriliza incarcaturi mari de instrumente este din ce in ce mai stringentă.

Proiectul ONYX s-a nascut cu scopul de a satisface aceste nevoi adoptand solutii noi si specifice pentru a sustine in mod simplu si eficient si sarcinile partiale cu instrumentar.

AVANTAJE

Incarcatura dubla....acelasi timp de sterilizare

Folosind un autoclav de capacitate normala se pot steriliza pana la 4 kg de instrumentar, iar cu Onyx B se poate ajunge pana la 7,5 Kg.

Printr-o capacitate dubla economisiti 50% din timpul dumneavoastră!

Cel mai bun management al instrumentelor

Folosind un autoclav de capacitate mare va ajuta sa rationalizati fluxul instrumentarului si eficienta dvs. operatorie va creste. Eficienta inseamna profit, iar Onyx B este avantajos si din acest punct de vedere.

Economie de energie

Onyx B are un consum scazut de energie precum si un raport de neintrecut consum/incarcatura. Economii de bani si un mediu mai verde!

Tavi mai mari (+30%)

Tavite mai largi va permit sa introduceti instrumente ambalate, sa plasati incarcatura intr-un mod mai rational permitand sterilizarea incarcaturilor mari pastrand ghidurile corecte de plasare a incarcaturii de instrumentar in interiorul autoclavului.

CARD SD

Sistemul cu card SD permite inregistrarea si stocarea tuturor ciclurilor care pot fi mai apoi download-ate pe computerul dvs. pentru arhivare si management.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Sistemul cu card SD permite actualizarea continua a aparatului prin scrierea fisierului de update soft pe card SD si apoi introducerea acestuia in autoclav.

O optiune extraordinara pentru a avea un autoclav mereu la zi cu softul de sterilizare.

Sistem P.I.D.

P.I.D. inseamna Proportional Integral Derivative si reprezinta varful tehnologiei de control in bucla inchisa. Structura acestui control avansat tehnologic este simpla si flexibila. P.I.D. asigura un control constant si monitorizeaza intregul sistem de operare al autoclavului, actionand in mod automat in caz de anomalii sau de valori incorecte in parametrii tehnici si electronici. Acest aparat se comporta ca un "tehnical real" cu diagnostice si capacitate de interventie in timp real.

Sistem FL - Sistem Full Load

Pentru a evita incarcarea manuala cu posibilitatea de a curge apa, ONYX B foloseste o pompa cu senzor de nivel pentru a umple automat tancul de apa curata cu blocare automata.

Incarcarea frontală, fara capace si plastice care se inlatura permite o plasare usoara a aparatului.

Sistem PHD - Pre Heating Device

Sistemul de preincalzire cu stand-by pentru intretinerea unei temperaturi minime permite reducerea consecventa a timpilor de de sterilizare.

Tancuri inspectionabile

In cazul introducerii unor lichide improprii, tancurile autoclavului sunt inspectionabile si curatabile in conformitate cu regulamentele.

ONYX B este dotat cu tancuri separate de apa pura si apa uzata.

Fiecare tanc este dotat cu sonde indicand nivelurile din ele.

Cicluri de peste noapte

Cicluri automate de peste noapte cu sistem anticondensare si oprire automata.

7 cicluri de sterilizare

ONYX B este nascut din dorinta de a rationaliza lucrul operatorilor de sterilizare, astfel autoclavul este echipat cu cicluri care au fost concepute din dorinta expresa de a imbunatatii managementul si nevoile



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

operatorului.

Cicluri complet automate

Toate ciclurile sunt complet automate, toate fazele sterilizarii sunt conduse de catre sistemul electronic cu microprocesor.

Fiecare faza (vacuum, preincalzire, expunere, uscare) este monitorizata, salvata si derulata automat.
Nu este nici o interventie manuala in cadrul derularii ciclilor.

Trasabilitatea managementului incarcaturilor

Una din procedurile foarte importante din punct de vedere al protejarii juridice este trasabilitatea incarcaturilor care au fost sterilizate.

Aceasta procedura cu scopul de a monitoriza calea instrumentelor impune marcarea incarcaturilor dinauntru pungilor de sterilizare cu o eticheta pentru fiecare lot, impreuna cu data sterilizarii si alte date despre cicluri care trebuie sa fie vizibile.

ONYX B va ajuta in desfasurarea acestei functii datorita software-ului integrat care permite imprimarea etichetelor cu date si cod de bare.

Este suficient sa aveti o imprimanta potrivita (optionala, art. 2110S) si un cititor de coduri de bare (optional, art. 3ELNL0001) pentru a activa faza complet computerizata de trasabilitate.

Un sistem avansat, rapid si low-cost care va permite sa gestionat intr-un mod simplu, economic si rational o procedura de o valoare juridica foarte mare.

Sistem ID

Sistemul integrat de autentificare a operatorului, protejat prin parola, permite ca la sfarsitul ciclului sa fie asociat un operator pentru incarcatura sterilizata avand covalidarea vizuala a operatorului.

Aceiasi autentificare este deasemenea raportata in procedura de trasabilitate.

DATE TEHNICE

- dimensiuni: 474 x 497 x 720 mm
- greutate: 64 Kg



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

-
- diametru cuva: 245 mm
 - adancime cuva: 460 mm

Prezentare video