



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

## Implantmed Fiziodispenser Plus Wireless

Pret:

19.500,00 lei TVA inclusa



### Descriere produs:

Implantmed Plus stie ce au nevoie chirurgii si implantologii!

Implantmed Plus de la W&H ofera o siguranta crescuta a tratamentelor, atat pentru pacienti, cat si pentru dumneavoastra.

Interfata intuitiva, ecranul tactil color si suprafetele vitrate ridica nivelul de confort Implantmed la noi standarde.

Motorul este proiectat ideal pentru functiile de filetare automata, control automat al cuplului, precum si pentru produsele W&H Osstell (disponibil ca accesoriu) pentru masurarea precisa a stabilitatii implantelor.

### Avantaje

Interfata de utilizare intuitiva

Controlul precis al cuplului si masurarea stabilitatii implanturilor

Micromotor electric puternic ultra-scurt



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

Noul concept al pompei

Pedala de control fara fir

Digital, la zi intotdeauna

Actualizarea software-ului Implantmed este de mult timp parte din rutina noastra zilnica.

Acest lucru inseamna remedierea continua a erorilor, imbunatatiri si, mai presus de toate, introducerea de noi functii. Astfel, deschidem perspective complet noi pentru utilizarea dispozitivului dumneavostra chirurgical in realitatea digitala. Actualizarile software, dintr-o privire.

**Sigur.** Acum, cu controlul stabilitatii!

Filetare

Control cuplu

Masurarea stabilitatii

Documentare

**Simplu.** Intuitiv si limpede!

Ecran tactil color

Pompa cu un nou concept

Ideal pentru utilizatori multipli

**Flexibil.** Upgrade in orice moment!

Pedala fara fir

Modul W&H Osstell ISQ

Micromotor electric EM-19 LC



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

## Pentru implant stabil

In combinatie cu Osstell Beacon, Implantmed permite masurarea fiabila a stabilitatii implantului. Cota masurata a stabilitatii implantului (valoarea ISQ) este afisata direct pe ecran.

Functia de controlul automat al cuplului devine de mare ajutor la insertia in siguranta a implantelor.

\*Functie de filetare automata

\*Controlul precis al cuplului

\*Masurarea stabilitatii

\*Documentare

## Vindecare fara stres

Utilizati functia de filetare automata la insertia implantului in tesut osos dur. Aceasta functie de filetare automata previne compresia excesiva asupra osului, la insertia implantului. Rezultatul: vindecarea fara stres a implantului.

Video:

## **Controlul automat al cuplului**

Cuplul de torsiune poate fi ajustat precis de la 5 la 80 Ncm, asigurand inserarea implantului in conditii de maxima siguranta.

Insertia controlata a tuturor tipurilor de implanturi cu cuplu de pana la 80 Ncm

## **Masurarea stabilitatii implantelor**

Masurarea stabilitatii implantelor permite evaluarea fiabila a gradului de osteointegrare. Valorile ISQ sunt documentate in baza pozitiei dintelui.

Interfata Osstell Beacon: Conexiune Bluetooth cu Osstell Beacon pentru masurarea simpla a stabilitatii implantului.

## **Functia de documentare**



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

Acum se poate! Activati functia de documentare si documentati tratamentele si rezultatele lor. Acest proces va ofera mai multa siguranta, intarind si increderea pacientului.

### **Pentru implant stabil**

“Combinatia Implantmed si Osstell Beacon duce la cresterea sigurantei tratamentului, atat pentru mine, cat si pentru pacientii mei. Un instrument decizional important pentru vindecarea deschisa, incarcarea imediata si restaurarea immediata.”

Dr. Fred Bergmann,

Medic chirurgie orala, Germania

### **Ecran tactil color – usor si intuitiv**

Utilizarea ecranului tactil color se realizeaza cu usurinta intuitiva.

\*Meniu de ghidaj usor de utilizat

\*Suprafata vitrata

Gestionati timpul asa cum aveti nevoie

Adaptati functiile Implantmed astfel incat sa se potriveasca fluxului dumneavoastra de lucru sau operarii cu mai multi utilizatori.

\*Concentrat pe esential

\*Simplificarea maxima a procesului de tratament

### **Ecran tactil cu suprafata din sticla**

Ecranul tactil color face ca operarea unitatii de control sa fie simpla si intuitiva. Suprafata de sticla a acestuia este extrem de usor de curatat cu ajutorul servetelelor dezinfectante, pentru un plus de siguranta in zona de tratament.

### **Pentru asistent**



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

Noul design al pompei permite inserarea furtunelor de irigare rapid si in siguranta.

### **Micromotor electric puternic**

Cu ajutorul acestui micromotor puternic, acum nici cele mai dificile proceduri implantologice nu mai necesita forta.

\*Cuplu maxim 6.2 Ncm la micromotor

\*200 la 40,000 rpm la micromotor

\*Termodezinfecabil si sterilizabil

Echilibru perfect

Pentru perioade lungi de lucru, fara oboseala!

Piesa contraunghi se simte confortabil in mana, iar, in combinatie cu micromotorul electric ultra-scurt, se creeaza echilibrul perfect.

Libertate de miscare

Pedala de control fara fir confera libertate de miscare absoluta. Alegeti locul potrivit pentru pedala si continuati fluxul de lucru si mai confortabil.

\*Siguranta maxima in zona de tratament

\*Una pentru toate – permite controlul functiilor mai multor echipamente W&H

Noua pedala – Una pentru toate!

Pedala fara fir pentru controlul mai multor echipamente W&H

Flexibilitate mare datorita pedalei fara fir

“Incredibil de usor de utilizat, intre Implantmed si Piezomed.” Prof. Dr. José Luis Calvo Guirado D.D.S., PhD, Eu PhD, M.S., medic chirurgie orala, Spania



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## **Prezentare video**

## **Prezentare**

Implantmed Plus

Unitatea de comanda

Suport irigator

Suport universal

Cablu alimentare

3 turburi de irigare de unica folosinta