

Aspiratoare endodontice Surgitip



Pret:

255,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Surgitip-endo este un varf de aspiratie proiectat special pentru a usca canalele radiculare. Design-ul inovativ al varfului de aspiratie permite o flexibilitate multi-directionala, in asa fel incat poate sa fie usor introdus in canalele radiculare dificil de penetrat fara sa trebuiasca indoit varful aspiratorului. Aspiratia este foarte eficienta in toate unghiurile si vizibilitatea nu este afectata.

Surgitip-endo inlatura solutiile de clatire si umiditatea in mod rapid si eficient, scurtand timpul de uscare in mod considerabil. Sunt necesare mai putine conuri de hartie. Utilizarea conurilor de hartie este totusi recomandata pentru a verifica daca este uscat complet sau nu canalul.

Avantaje

- Flexibilitate multi-directionala
- Aspiratie eficienta



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Poate fi introdus chiar si in zonele greu accesibile
- Diametrul intern 0.35mm
- Include adaptor dublu pentru varfurile cu Ø 6.5mm catre canulele de aspiratie cu Ø 11mm sau Ø 16mm

Prezentare

- Roeko Surgitip-Endo - 20 bucati ambalate individual, sterile
- Double Adapter