

Registrado clear



Pret:

201,01 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Silicon de aditie transparent pentru inregistrarea ocluziei cu priza rapida.

Indicatii

- Inregistrarea ocluziei
- Cheie de silicon pentru inregistrarea ocluzala intraorala
- Fixarea bilei etalon pentru realizarea radiografiilor dentare
- Inregistrarea frontala si ocluzala
- Cheie de silicon pentru restaurarile cu materiale compozite

Avantaje

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Duritate mare combinata cu un grad ridicat de transparenta
- Material cu o consistenta ideala ce asigura aderarea la dintii ce sunt amprentati
- Cu acest material se poate lucra fara a fi afectati de presiunea timpului datorita procesului de priza realizat la o temperatura controlata (accelerarea prizei incepe numai atunci cand gura este inchisa)
- Stabilitate dimensionala si a formei mai mare (>99%)
- Proces de lucru simplu fara nici un risc de fractura
- Inodor si cu un gust neutru
- Control vizual direct a inregistrarii ocluzale
- Fotopolimerizarea poate fi realizata perfect prin stratul de material de Registrado Clear
- Nu este radio-opac

Prezentare

- Cartus 50 ml
- varfuri amestecare tip 16
- varfuri intraorale tip 2