



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Kit WA albire pentru Dr's Light

Pret:

1.723,80 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Kit conversie lampa foto Dr's Light in lampa de albire.

Contine brat, sistem de montare pe cabinet, accesoriu albire arcada, baterie suplimentara pentru Dr's Light.

Lampa de fotopolimerizare de mare putere Dr's Light se ataseaza la kitul WA si este astfel transformata intr-o lampa de albire. Simplu si foarte convenabil!

Kitul de albire contine

Varf WA - accesoriu albire arcada colorat in negru pentru a proteja ochii de lumina puternica

Inel montaj pe bratul unitului

Brat cu miscare in tri axe - sus/jos si stanga/dreapta + rotire in jurul axului