

## Impregum Garant L DuoSoft

Pret:

**811,00 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

Impregum™ Penta™ - materiale de amprentare din categoria polieteri au fost create de mulți ani și premiate în nenumărate rânduri de multe institute de evaluare independente și au devenit practic un sinonim pentru precizia de ultimă generație a amprentelor. Cu caracteristicile unice ale produsului materialele Impregum ajută stomatologii să obțină rezultate excelente de amprentare.

### Caracteristici:

- Reproducere cu detalii perfecte datorită hidrofiliiei extraordinare
- Amprente perfecte fiabile de la prima încercare
- Îndepărtarea ușoară a lingurii

### Inovație pentru eliberare fluid: Seringă intraorală Impregum™

- Mai multă precizie mai puțină risipă mai ușor de manevrat: obțineți-le pe toate într-un singur produs. Seringa intraorală întrunește toate caracteristicile pe care vi le puteți dori pentru a pregăti o amprenta corectă și perfectă.
- Deosebit de ușor de folosit – ușor de încărcat ușor de eliberat design ergonomic
- Aplicarea precisă duce la o acuratețe excelentă a restaurărilor finale
- Folosire și procedură foarte igienice: nu necesită curățenie multă fără dezinfectare

# D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

## **Indicatii:**

- Amprente inlay-uri și onlay-uri
- Amprente coroane și punți
- Amprente funcționale
- Amprente implantare

## **Avantaje:**

- Reproducere cu detalii perfecte datorită hidrofiliei extraordinare
- Redă detalii fine datorită proprietăților excelente de curgere
- Stres mai puțin datorită fixării imediate în poziție
- Restaurări ce se potrivesc mai bine necesitând ajustări mai puține
- Lustruire excelentă
- Îndepărtare ușoară de pe model
- Aromă proaspătă de mentă

## **Prezentare:**

- Impregum™ Garant L DuoSoft: 4 cartușe Garant 50 ml fiecare
- 20 vârfuri de amestecare albe