

Ciment temporar No-Mix ser. 1ml

Pret:

81,59 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Ciment activat de umezeala pentru coroane si punti provizorii.

Cimentul temporar NoMIX, ciment monocomponent, activat de umezeala, fara eugenol; este un ciment temporar de culoare alba proiectat pentru cimentari de coroane si punti provizorii.

Se poate folosi pentru cimentarea coroanelor provizorii sau pentru cimentarea provizorie a coroanelor definitive (acrylat, material compozit, metalo-ceramice, etc.). Foarte usor de folosit, aplicati si curatati.

Cimentul Temporar No-Mix este ambalat in seringi de 1ml. si la unidoze de 0,50 gr.

Seringa permite aplicarea directa intr-o restaurare provizorie fara a fi nevoie un varf automixant.

Noua doza "take-home" permite deasemenea aplicarea directa intr-o singura restaurare in cabinet sau in afara lui.

Avantaje

D TECHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Un singur component, activat de umezeala, fara eugenol, ciment de culoare alba.

Se expandeaza usor pe perioada de priza.

Grosime mica a filmului.

Fara mixare, fara mizerie.

Fara capete de mixat.

Usor de indepartat de pe preparatie.

Beneficii

- Activat de umezeala — elimina sensibilitatea post-operatorie
- Seringi preumplute de 1ml — ideale pentru a fi folosite in cabinet fara nevoia de mixare.
- Unidoze, pachet pentru acasa — usor de folosit, usor de desfacut, usor de depozitat de catre pacient.
- Fara eugenol — nu inhiba priza rasinilor compozite.
- Timp de lucru 5 minute — polimerizare totala in 15 minute.

Compozitie

- Sulfat de potasiu — efect desensibilizant.
- Oxid de Zinc — Ingredient Anti-Bacterian, previne dezvoltarea bacteriilor.
- Sulfat de Calciu — se expandeaza: inchidere marginala excelenta.

Prezentare

1 x seringa 1 ml