



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Sistem brate suspendate DID IRIDE

Pret:

22.552,42 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Sistem de brate articulate compus din:

Lampa chirurgicala IRIDE cu iluminare LED, scialitica, intensitate 60.000 lux

Brat articulat pentru monitor (nu include monitor)

Brat articulat pentru camera video



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Kit brate articulate pentru montare pe tavan

Camera video (fara inregistrare, redare directa) zoom 35X

Toate elementele se comanda configurate pentru cabinetul unde urmeaza a fi instalate (in functie de inaltimea tavanului, amplasarea unitului, etc). Configurarea la comanda este inclusa in pret. Pretul este pentru configuratia prezentata.