

Luxator din titan L3A



Pret:

646,90 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Luxator de Titan L3A

Noul Luxator Periotome Titan ofera durabilitate sporita.

Extractia este realizata cu o minima distrugere a tesutului.

Acoperit cu titan- aluneca usor in cavitate.

Noul invelis de titan nu necesita ascutire.

4 Motive pentru a utiliza Luxatorul Titanium.

#1

Ramane ascutit.



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
Invelisul durabil de titaniu asigura faptul că instrumentul ramne ascuit.

#2

Frecare redusa.

Invelisul de titan reduce frecarea cu 43% , comparativ cu otelul astfel ca este mai usor de inserat in alveola.

#3

Design Ergonomic

Designul recunoscut al manerului minimizeaza oboseala.

#4

Gama larga de dimensiuni si forme.

Varietatea unica de marimi si forme permite utilizatorilor sa gaseasca instrumentul ideal pentru fiecare extractie.

Recomandat pentru arcada inferioara.