

## Fuji I pulbere 35g

Pret:

**451,56 lei TVA inclusa**



Descriere produs:

# TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Proiectat pentru cimentarea finala a coroanelor si a puntilor, Fuji I prezinta proprietati fizice inalte.

Fuji I se lipeste chimic de structura dintelui si a metalului asigurand o excelenta duritate si integritate marginala pentru restaurari de lunga durata. Este deasemenea indicat pentru a asigura inlay-urile, onlay-urile, pivotii si bracket-urile ortodontice.

## Avantaje

- Cimentare directa puternica intre metal pretios sau nepretios si structura dintelui
- Inchiderea marginala buna minimizeaza microscurgerile
- Coeficientul de dilatare termica este similar cu cel al structurii dintelui
- Cimenteaza in mediu umed si uscat
- Nu necesita primer sau adeziv
- Tehnica de cimentare simpla
- Eliberare prelungita de fluor
- Activitate cariostatica
- Integritate si longevitate a lucrarilor crescuta
- Consistenta fina, cremoasa
- Usor de amestecat si de lucrat
- Solubilitate mica dupa cimentare (0,06%)
- Microscurgeri reduse
- Sanse foarte mici de erodare si de dezvoltare de sensibilitate

## Prezentare

- 
- 35 g pulbere