

## Rasina printare TRY-IN



**Pret:**

**840,08 lei TVA inclusa**

### **Descriere produs:**

Rasina TRY-IN este o alegere ideala pentru imprimarea coroanelor si puntilor temporare pentru incercare cu performanta perfecta in culori, morfologie, ocluzie etc. Acest material are caracteristici, inclusiv duritate ridicata, rezistenta la presiune ridicata, rezistenta la incovoiere ridicata cu absorbtie scazuta de apa. Multicolorul permite un tratament diferit al culorii dintilor, reface culoarea naturala a dintilor si textura excelenta.

Se recomanda plasarea TN11 la temperatura camerei  $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$  cu umiditate 70%

Nuante disponibile: A1/A2

Duritate ridicata, rezistenta la presiune ridicata

Rezistenta ridicata la incovoiere, absorbtie scazuta de apa

### **Prezentare**

Rasina TRY-IN - Flacon 500g